

vetopha®

COLLIER INSECTIFUGE CHIEN

Existe en différentes tailles : S, M, et L



Indications

Lutte contre les parasites du chien : puces et tiques.

- **Collier S chien de 2-15kg** : collier noir de 41 cm à action préventive / Poids : 12g.
- **Collier M chien de 15-30kg** : collier noir de 60 cm à action préventive / Poids : 18g.
- **Collier L chien de +30kg** : collier noir de 75 cm à action préventive / Poids : 22g.

Propriétés

Le collier insectifuge VETOPHA a été spécialement conçu pour lutter contre les puces et les tiques. Il contient du géraniole, un principe actif issu du monde végétal, connu pour ses propriétés répulsives sur les parasites. La matière plastique spécifique du collier utilise une technologie qui permet une libération du principe actif progressive et constante pendant environ 3 mois, même en cas d'agressions extérieures (pluie, bain ou encore rayon UV). Après application du collier, le produit est réparti sur toute la surface de l'animal en quelques heures, par diffusion dans les lipides cutanés (sébum).

Mode d'utilisation

1- Ajuster la longueur du collier au cou de l'animal sans serrer. **2-** Clipper les deux bouts de collier grâce aux picots dans les trous. Se servir du passant pour fixer l'extrémité libre du collier. Ce système permet d'éviter d'avoir à couper le collier au bout de 3 mois d'utilisation. Le collier ne craint pas l'eau. Le collier est actif sous les 48 heures suivant la pose. **3-** Éliminer l'emballage. **4-** Se laver les mains après usage. **5-** Après 3 mois d'usage, jeter le collier au bac à compost.

Précautions d'emploi

Produit à usage externe destiné aux chiens. Ne pas utiliser chez un animal malade ou convalescent. Ne pas attacher de laisse au collier.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.

P501 Éliminer l'emballage conformément à la réglementation locale.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

Composition

Géraniole 10 % (m/m) CAS : 106-24-1 TP19 répulsif

CIP	DESIGNATION	GENCOD	CONDITIONNEMENT
809301	VETOPHA Collier chien noir S 41 cm	3760274500091	12
809302	VETOPHA Collier chien noir M 60 cm	3760274500107	12
809303	VETOPHA Collier chien noir L 75 cm	3760274500114	12

LABORATOIRES VETOTHERA – Téléphone 02 99 37 11 29

Commandes : LONGIMPEX – Téléphone 05 55 57 57 80 – Fax
05 55 39 42 80 – Mail : longimpex@longimpex.fr

— Laboratoires —
VETOTHERA